

## SCHEMA TECNICA

<b>Marca</b>	<b>Nome Commerciale</b>
	<b>SNAP™ THERAPY CARTRIDGE</b>

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il sistema terapeutico SNAP™ è indicato per i pazienti che trarrebbero beneficio da una gestione della ferita tramite l'applicazione di pressione negativa, in particolare poiché il dispositivo può favorirne la guarigione tramite la rimozione di materiale infetto, residui tissutali ed essudato in eccesso. Il sistema terapeutico SNAP™ è indicato per la rimozione di piccole quantità di essudato da ferite croniche, acute, traumatiche, subacute e deiscendenti, ustioni a spessore parziale, ulcere (ad esempio diabetiche, venose o da pressione), incisioni, lembi e innesti chiusi chirurgicamente

## CARATTERISTICHE TECNICHE SALIENTI

<b>Caratteristiche Principali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartuccia NPWT monouso con elemento di depressione brevettato per il mantenimento di una depressione costante sulla lesione. Capacità da 60ml disponibile in 3 diversi livelli di pressione: -75mmHg, -100mmHg e -125mmHg. Capacità da 150ml disponibile a -125mmHg di depressione. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grazie alla struttura piccola e leggera, può essere nascosto discretamente sotto i vestiti</li> <li>○ Azionamento meccanico: nessuna batteria né cavo di alimentazione</li> <li>○ Funzionamento silenzioso, nessun allarme acustico che disturbi il sonno del paziente</li> <li>○ Raccordo del tubo con valvola di non ritorno</li> <li>○ La tecnologia BIOLOCK™ gelifica l'essudato per un suo migliore contenimento</li> <li>○ L'indicatore visivo consente di controllare accuratamente i livelli di essudato e di tenuta della pressione applicata</li> <li>○ Vita utile prevista dell'unità terapeutica SNAP™: 7 giorni o fino al riempimento della cartuccia</li> </ul> </li> </ul>
-----------------------------------	---

## CODICE, DESCRIZIONE, DIMENSIONI, CND, NR. REPERTORIO

Le medicazioni sono acquistabili separatamente e sono compatibili unicamente con i Sistemi Terapeutici V.A.C.®

Codice	Descrizione	Pressione	Capacità	Peso	CND	Repertorio	Unità minima di vendita	Immagine
SNPA075	SNAP™ Cartridge 125mmHg	-075 mmHg	60 ml	68g	Z12040205	1492943	1 pezzo	
SNPA100	SNAP™ Cartridge 100mmHg	-100 mmHg	60 ml	68g	Z12040205	1492953	1 pezzo	
SNPA125	SNAP™ Cartridge 75mmHg	-125 mmHg	60 ml	68g	Z12040205	1492954	1 pezzo	
SNPA125P	SNAP™ PLUS Cartridge 125mmHg	-125 mmHg	150 ml	167g	Z12040205	1541907	1 pezzo	

Tutti i codici riportati sopra appartengono alla classe medica IIb

			 DEHP-free		
Conforme alla direttiva CEE/42/93) Nr. Certificato: CE 661656 ID Ente Certificatore: 2797	Latex Free	Non compatibile con RMN	Non contiene ftalati	Sterilizzato con raggi gamma	Monouso

#### MEDICAZIONI COMPATIBILI

Le medicazioni sono acquistabili separatamente e sono compatibili unicamente con i Sistemi Terapeutici KCI.  
Per i dettagli si veda la scheda tecnica corrispondente.

Codice	Descrizione	Unità minima di vendita
SKTF10X10	SNAP™ Advanced Dressing Kit (Foam) - 10cx10cm	1 pezzo
SKTF15X15	SNAP™ Advanced Dressing Kit (Foam) - 15cx15cm	1 pezzo
SKTF20X20	SNAP™ Advanced Dressing Kit (Foam) - 20cx20cm	1 pezzo
BKTF14X11	SNAP™ Bridge Dressing Kit	1 pezzo
BKTF14X11S	SNAP™ Bridge Dressing Kit con anello idrocolloidale	1 pezzo

#### FABBRICANTE

KCI USA, Inc.  
12930 IH 10 West  
San Antonio  
Texas  
78294  
USA

#### RAPPRESENTANTE EUROPEO

KCI Manufacturing Unlimited Company  
IDA Business & Technology Park  
Dublin Road  
Athlone  
Co. Westmeath  
Ireland