

URINOCOLTURA DA CATETERE

❖ CONTENITORE:

Contenitore sterile a bocca larga con sistema a vite dotato di un sistema di aspirazione.



❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

1. Clampare il catetere sotto il dispositivo di prelievo.
2. Lavarsi le mani, asciugarle e indossare guanti monouso.
3. Disinfettare il dispositivo del catetere.
4. Inserire in una siringa sterile da 5 mL un ago sottile.
5. Inserire l'ago nell'apposito dispositivo del catetere e prelevare 2-3 mL di urine.
6. Rimuovere in sicurezza l'ago e trasferire le urine in un contenitore sterile.
7. Togliere la pinza clamp.
8. Riportare il proprio nome e cognome sul contenitore.



❖ CONSERVAZIONE:

Conservare in frigorifero fino a un massimo di 24 h.

RACCOLTA URINE DELLE 24H

❖ CONTENITORI:

- Un contenitore graduato di almeno 2L.
- Un contenitore sterile a bocca larga con sistema di aspirazione.



❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

1. Eliminare le prime urine della prima minzione del mattino (es. h 7:00 quando ci si alza).
2. Raccogliere le urine successive nel contenitore graduato e pulito fino allo stesso orario del giorno successivo (h 7:00 – sia quelle del giorno che quelle della notte).
3. Agitare il contenitore delle 24 h e prelevare dal rubinetto le urine (almeno 20 cc) da mettere successivamente nel contenitore sterile a bocca larga.
4. Riportare su un'etichetta i propri dati e il volume (quantità) delle urine raccolte nelle 24 h e applicarla sul contenitore sterile.



❖ CONSERVAZIONE:

Durante la raccolta il contenitore deve essere mantenuto in un ambiente fresco e deve essere consegnato la mattina in cui si termina la raccolta.

CORTISOLO URINARIO

❖ CONTENITORI:

- Un contenitore graduato di almeno 2L.
- Un contenitore sterile a bocca larga con sistema di aspirazione.



❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

Eseguire la stessa procedura sopra elencata (vedi la raccolta delle 24h).

❖ CONSERVAZIONE:

Per tutto il tempo della raccolta il contenitore deve essere mantenuto in **FRIGORIFERO**.

❖ CONSEGNA DEL CAMPIONE:


Il campione prelevato deve essere portato accompagnato da un panetto di ghiaccio in una borsa termica.



AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA



CENTRO PRELIEVI CISANELLO - SANTA CHIARA



Modalità di raccolta per esami su:
URINE

ESAME COMPLETO DELLE URINE

❖ CONTENITORE:

Contentore sterile a bocca larga con sistema a vite dotato di un sistema di aspirazione.



❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

1. Raccogliere le urine del primo mattino.
2. Lavare accuratamente mani e genitali esterni con acqua e sapone e asciugare con un panno.
3. Aprire il contenitore non toccando l'interno di questo per evitare la contaminazione.
4. Eliminare il primo getto nel WC e raccogliere quello intermedio.
5. Chiudere il contenitore avvitando il tappo.
6. Riportare il proprio nome e cognome sul contenitore.



❖ CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco fino alla consegna.

URINOCOLTURA

❖ CONTENITORE:

Contentore sterile a bocca larga con sistema a vite dotato di un sistema di aspirazione.



❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

1. Lavare accuratamente mani e genitali esterni con acqua e sapone e asciugare con un panno.
2. Aprire il contenitore non toccando l'interno di questo per evitare la contaminazione (vedi immagine sopra).
3. Eliminare il primo getto nel WC e raccogliere quello intermedio.
4. Chiudere il contenitore avvitando il tappo.
5. Riportare il proprio nome e cognome sul contenitore.

❖ CONSERVAZIONE:

Conservare in frigorifero fino ad un massimo di 24 ore.

MULTIPLEX URINE

(Chlamydia T., Neisseria G., Mycoplasma G., Mycoplasma H., Ureaplasma U., Ureaplasma P., Trichomonas V.)

❖ CONTENITORE:

Contentore sterile a bocca larga con sistema a vite dotato di un sistema di aspirazione.



❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

(RACCOGLIERE LE URINE DEL PRIMO MATTINO)

1. Lavare accuratamente mani e genitali esterni con acqua e sapone e asciugare con un panno.
2. Aprire il contenitore non toccando l'interno di questo per evitare la contaminazione.
3. **RACCOGLIERE IL PRIMO GETTO** di urine.
4. Chiudere il contenitore avvitando il tappo.
5. Riportare il proprio nome e cognome sul contenitore.

❖ CONSERVAZIONE:

Conservare in frigorifero fino a un massimo di 24 h.

MICOBATTERI SU URINE


- ❖ Esame da eseguire su tre campioni di urine in tre giorni consecutivi.
- ❖ Per la raccolta utilizzare gli stessi campioni e seguire la stessa procedura dell'urinocoltura.
- ❖ Riportare il giorno di raccolta su ogni campione e i propri dati.



URINOCOLTURA DA SACCHETTO


❖ CONTENITORE:

- Sacchetto sterile acquistabile in farmacia
- Contentore sterile a bocca larga.



❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

1. Raccogliere le urine del primo mattino.
2. Lavare accuratamente i genitali esterni del bambino con acqua e sapone, risciacquare e asciugare con un panno.
3. Applicare il sacchetto evitando di toccare l'interno facendolo aderire bene ai genitali.
4. Raccogliere le urine.
5. Se dopo 30 min non avviene la minzione ripetere la procedura.
6. Chiudere il sacchetto con cura utilizzando l'apposita linguetta.
7. Porlo in posizione verticale nel contenitore a bocca larga.
8. **N.B. NON TRAVASARE LE URINE.**
9. Riportare il nome e cognome del bambino sul contenitore.



❖ CONSERVAZIONE:

Consegnare in frigorifero fino ad un massimo di 24 ore.